

DRE-A30000033ME —— 18 种喹诺酮类兽残检测混标套标

◆ 混标组分信息

货号		产品名称		组分数	产品信息	标准号	应用领域
DRE-A30000033ME		甲醇中的 18 种喹诺酮类兽残检测混标套标		18	10 µg/mL、甲醇、1ml	\	兽药检测
组分信息					对应 DRE 单标货号		
序号	组分名	组分名	CAS 号	浓度	固标	液标	
	(中文)	(英文)					
1	西诺沙星	Cinoxacin	28657-80-9	10 µg/mL	DRE-C11668100	DRE-A11668100AL-100	
2	环丙沙星	Ciprofloxacin	85721-33-1	10 µg/mL	DRE-C11668495	DRE-A11668495MW-100	
3	甲磺酸达氟沙星	Danofloxacin mesylate	119478-55-6	10 µg/mL	DRE-C11960500	DRE-A11960500AL-100	
4	盐酸二氟沙星	Difloxacin hydrochloride	91296-86-5	10 µg/mL	DRE-C12627000	DRE-A12627000ME-100	
5	依诺沙星	Enoxacin	74011-58-8	10 µg/mL	DRE-C13166950	DRE-A13166950ME-100	
6	恩诺沙星	Enrofloxacin	93106-60-6	10 µg/mL	DRE-C13170000	DRE-A13170000ME-100	
7	氟罗沙星	Fleroxacin	79660-72-3	10 µg/mL	DRE-C13658000	DRE-A13658000ME-100	

8	氟甲喹	Flumequine	42835-25-6	10 µg/mL	DRE-C13718000	DRE-A13718000AL-100
9	盐酸洛美沙星	Lomefloxacin hydrochloride	98079-52-8	10 µg/mL	DRE-C14646000	DRE-A14646000ME-100
10	马波沙星	Marbofloxacin	115550-35-1	10 µg/mL	DRE-C14755000	DRE-A14755000ME-100
11	萘啶酸	Nalidixic acid	389-08-2	10 µg/mL	DRE-C15412000	DRE-A15412000AL-100
12	诺氟沙星	Norfloxacin	70458-96-7	10 µg/mL	DRE-C15648000	DRE-A15648000AL-100
13	氧氟沙星	Ofloxacin	82419-36-1	10 µg/mL	DRE-C15717000	DRE-A15717000AL-100
14	恶喹酸	Oxolinic acid	14698-29-4	10 µg/mL	DRE-C15788000	DRE-A15788000AL-100
15	甲磺酸培氟沙星二水合物	Pefloxacin methanesulfonate dihydrate	149676-40-4	10 µg/mL	\	\
16	吡哌酸	Pipemidic acid	51940-44-4	10 µg/mL	DRE-C16218000	DRE-A16218000ME-100
17	吡咯咪啶酸	Piromidic acid	19562-30-2	10 µg/mL	DRE-C16277000	\
18	盐酸沙拉沙星	Sarafloxacin hydrochloride	91296-87-6	10 µg/mL	DRE-C16908000	DRE-A16908000ME-100

◆ 适用方法

❖ 待补充

◆ DRE 产品预览

Dr.Ehrenstorfer (LGC 旗下品牌) 是全球标准物质的领先供应商，是通过 ISO17025 认证和 ISO17034 认证的标准品品牌；**上海泰坦科技股份有限公司** 作为 **Dr.E** 的全国总代理，可提供甲醇中的 18 种喹诺酮类兽残检测混标，产品信息如下：

货号	中文名	组分数	溶剂	浓度	规格	适用方法	备注
DRE-A30000033ME	甲醇中的 18 种喹诺酮类兽残检测混标套标	18	甲醇	10 µg/mL	1ml	\	\



电话：400-111-6333 021-60878333
 传真：021-60878336
 官网：<https://www.tansoole.com>

